

you must go on

- EN

- Liposuction Corsets are recommended for post-operative period after liposuction operations such as on abdominal, hip, back, thigh, calf, arm etc. Helps to reduce swelling and scar, to shape the body contours and also to speed up the healing process after liposuction operations. Provides controlled pressure to the area where it is applied.
 - During the use of the corset after liposuction surgery, ancillary products (such as pads, boards) are also given in case extra support is needed to ensure that the corset fits the body contours better. These ancillary supports are used together with the relevant liposuction corset. Different ancillary supports which are used on abdomen, back, waist or in areas where uniform healing is required, help the corset to do function better after liposuction surgery. It also acts as a soft barrier between the corset and the skin which is sensitive after operation.
- TR

- Liposuction Korseleri karın, kalça, sırt, baldır, kol gibi bölgelerde yapılan liposuction ameliyatlarından sonra tavsiye edilir. Liposuction ameliyatlarından sonra şişlik ve yaraların azalmasına, vücut hatlarının şekillendirilmesine ve iyileşme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olur. Uygulandığı bölgeye kontrollü basınç sağlar.
 - Liposakşın ameliyatlarından sonra korse kullanımı sırasında, korsenin vücut kıvrımlarına daha iyi oturmasını sağlamak için ekstra destek ihtiyacı gereken durumlarda yardımcı ürünler de (pet, board gibi) verilir. Bu yardımcı destekler ilgili liposuction korsesiyle birlikte kullanılır. Karın, sırt, bel veya eşit iyileşmenin gerekli olduğu bölgelerde kullanılan birbirinden farklı yardımcı destekler liposakşın ameliyatı sonrası korsenin işlevini daha iyi yapmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ameliyat sonrası hassas olan cilt ile korse arasında yumuşak bir bariyer vazifesi görür.
- FR

- Les corsets de liposuction sont recommandés pour la période post-opératoire après les opérations de liposuccion telles que l'abdomen, la hanche, le dos, la cuisse, le mollet, le bras, etc. Il aide à réduire l'enflure et la cicatrice, à modeler les contours du corps et à accélérer le processus de guérison après les opérations de liposuction. Il exerce une pression contrôlée sur la zone où il est appliqué.
 - Lors de l'utilisation du corset après une opération de liposuccion, des produits auxiliaires (tels que des coussinets, des planches) sont également fournis au cas où un soutien supplémentaire serait nécessaire pour que le corset s'adapte mieux aux contours du corps. Ces supports auxiliaires sont utilisés en même temps que le corset de liposuccion correspondant. Les différents supports auxiliaires utilisés au niveau de l'abdomen, du dos, de la taille ou dans les zones où une cicatrisation uniforme est nécessaire, aident le corset à mieux fonctionner après une opération de liposuccion.
- RU

- Корсеты для липосакции рекомендуются в послеоперационный период после операций по липосакции например, на животе, бедрах, спине, икрах, руках и т.д. Способствуют уменьшению отеков и рубцов, формированию контуров тела, а также ускоряют процесс заживления после операций по липосакции. Обеспечивают контролируемое давление на область воздействия.
 - Во время использования корсета после операции по липосакции также Предоставляется вспомогательная продукция (например, подушечки, подкладки) на случай, если необходима дополнительная поддержка, чтобы корсет лучше прилегал к контурам тела. Эти вспомогательные продукты используются вместе с соответствующим корсетом для липосакции.

EN Storage

Must be kept in the closed packaging and without being exposed to sun, dust or humidity.

TR Saklama Koşulları

Güneş, toz ve neme maruz kalmayacak şekilde ve ambalajı kapalı vaziyette saklanmalıdır.

FR Stockage

Doit être conservé dans l'emballage fermé et sans être exposé au soleil, à la poussière ou à l'humidité.

RU Хранение:

Хранить в закрытой упаковке, не подвергать воздействию солнца, пыли и влаги.

EN FEATURES

The product is a foam compression support with adhesive tape. Specially designed to be used under corset after liposuction surgeries. Easy to apply under the corset and comfortable to use. If necessary, it can be cut and used in shapes and sizes appropriate to the area where it will be applied.

Dimensions (-): 200mm * 300mm * 10mm

FR CARACTÉRISTIQUES

Ce produit est un support de compression en mousse avec une bande adhésive. Spécialement conçu pour être utilisé sous un corset après une opération de liposuction. Facile à appliquer sous le corset et confortable à utiliser. Si nécessaire, il peut être découpé et utilisé dans des formes et des tailles adaptées à la zone où il sera appliqué.

Dimensions (-): 200mm * 300mm * 10mm

EN WASHING/CLEANING

The product cannot be cleaned and reused. Therefore, if the need continues, the product should be replaced with a new one rather than cleaning and reusing it.

TR YIKAMA/TEMİZLEME

The product cannot be cleaned and reused. Therefore, if the need continues, the product should be replaced with a new one rather than cleaning and reusing it.

FR LAVAGE/NETTOYAGE

The product cannot be cleaned and reused. Therefore, if the need continues, the product should be replaced with a new one rather than cleaning and reusing it.

RU МЫТЬЕ/ОЧИСТКА

The product cannot be cleaned and reused. Therefore, if the need continues, the product should be replaced with a new one rather than cleaning and reusing it.

TR ÖZELLİKLERİ

Ürün yapışkan bantlı sünger baskı dedektir. Liposakşın ameliyatlarından sonra korse altında kullanılmak üzere özel tasarlanmıştır. Korse altına uygulamak kolay olup kullanımı konforludur. İhtiyaç halinde kesilerek, uygulanacağı bölgeye uygun şekli ve boyutlarda kullanılabilir.

Ölçüler (-): 200mm * 300mm * 10mm

RU ОСОБЕННОСТИ

Изделие представляет собой компрессионную опору из пеноматериала с клеевой лентой. Специально разработано для использования под корсетом после операции по липосакции. Легко накладывается под корсет и удобен в использовании. При необходимости можно разрезать и использовать в формах и размерах, соответствующих области наложения.

Приблизительные размеры (-): 200mm * 300mm * 10mm

EN HOW TO APPLY

EN As seen in the drawing, it is applied under the corset in the needed area. It is applied with the adhesive part on the skin. This feature helps the product fit snugly into the area where it is applied and remain stable. If necessary, it can be cut and can be used in the shapes and sizes appropriate to the area where it will be applied.

TR UYGULANIŞI


TR Ürün çizimde görüldüğü gibi, ihtiyaç duyulan bölgede korsenin altına uygulanır. - Yapışkan kısım cilt üzerine gelecek şekilde uygulanır. Bu özellik ürünün uygulandığı bölgeye tam oturmasına ve sabit kalmasına yardımcı olur. -İhtiyaç halinde kesilerek uygulanacağı bölgeye uygun şekli ve boyutlarda kullanılabilir.

FR COMMENT L'APPLIQUER

FR Comme le montre le dessin, il est appliqué sous le corset à l'endroit voulu. La partie adhésive est appliquée sur la peau. Cette caractéristique permet au produit de s'adapter parfaitement à la zone où il est appliqué et de rester stable. Si nécessaire, il peut être coupé et peut être utilisé dans les formes et les tailles appropriées à la zone où il sera appliqué.

RU ПРИМЕЧАНИЕ

RU Подкладка размещается под корсет как показано на рисунке. Клеевая часть прикладывается к коже для лучшей фиксации и позволяет изделию плотно прилегать к телу. При необходимости изделие можно разрезать и использовать в формах и размерах, соответствующих области применения.



LIPO SUPPORTIVE PRODUCTS LIPO DESTEK ÜRÜNLERİ PRODUITS DE SOUTIEN POUR LIPO ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

EN WARNING

It is used as per doctor's advice. After the surgery, the use of corset and ancillary supports together with the corset should be done under regular doctor control and supervision. It is not used on open wounds. In case of skin rash or unexpected cases, consult your doctor. Stop using the product, if you have sensitivity or allergy against the materials which the product contains. Do not contact with eyes. If eye irritation occurs due to contact, wash the entire eye with plenty of water and consult a doctor.

TR UYARILAR

Doktor tavsiyesi ile kullanılır. Ameliyattan sonra korse ve korse ile birlikte yardımcı desteklerle kullanımı, düzenli doktor kontrolü ve gözetimi altında yapılmalıdır. Açık yaralar üzerinde kullanılmaz. Ciltte pigik vb. beklenmeyen durumlarda doktorunuza başvurunuz. Ürünün içerdiği malzemelere karşı hassasiyet ve alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız. Gözle temas ettirmeyiniz. Temas nedeniyle gözde tahriş oluşması halinde gözün tamamını bol miktarda suyla yıkayınız ve doktora danışınız.

FR ATTENTION

Il est utilisé selon les conseils du médecin. En post opératoire, l'utilisation du corset et des supports auxiliaires avec le corset doivent se faire sous le contrôle et la surveillance réguliers du médecin. Le corset ne doit pas être utilisé sur des plaies ouvertes. En cas d'éruption cutanée ou autres cas inattendus, consultez votre médecin. Cesser d'utiliser le produit si vous avez une sensibilité ou une allergie aux matériaux qu'il contient. Ne pas le mettre en contact avec les yeux. En cas d'irritation oculaire due au contact, laver abondamment l'œil avec de l'eau et consulter un médecin.

RU ПРИМЕЧАНИЕ

Используется по рекомендации врача. После операции, использование корсета и вспомогательной продукции вместе с корсетом должно осуществляться под регулярным контролем и наблюдением врача. Не использовать при открытых ранах. При появлении сыпи или ухудшения состояния обратитесь к врачу. Избегайте использования изделия, если у вас есть чувствительность или аллергия на материалы, которые содержатся в продукте. Не контактировать с глазами. Если в результате контакта возникло раздражение глаз, промойте весь глаз большим количеством воды и обратитесь к врачу.

