



YOU
MUST
GO
ON



varitek's[®]
you must go on



variteks[®]
you must go on

DEVAM ETMELİSİN !..

1958 yılında Nimet Öztürkatalay tarafından kurulan Standart Korstex Tıbbi ve Sıhhi Mamuller ve 1985 yılında gruba katılan Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş., kurulduğu günden bu yana kaliteden ödün vermeden ve sürekli gelişen yapısıyla konusunda Türkiye'nin lider firması haline gelmiştir.

Küçük bir atölyede ilk korsemizi yaparak başlattığımız hikayemiz bugün **İstanbul Trakya Serbest Bölge'de bulunan ve 16.000 m2'yi aşan** fabrikamızda modern imkanlarımız, tecrübeli uzman kadromuz ve güncel kurumsal yapımızla devam etmektedir.

Mimarisiyle üretimde verimliliği en üst düzeyde sağlayan fabrikamızda ayrıca dünyamızın ihtiyacı olan enerjide verimliliği de incelemekteyiz. Bu verimliliği getiren özellikleriyle binamız, tıbbi cihaz üretim tesisleri içerisinde Türkiye'nin **yeşil bina sertifikalı** ilk fabrikası olmuştur. Sosyal ve insani olarak sorumluluk addettiğimiz bu durum, öteden beri politikamız olan **uygun fiyat – kaliteli ürün** dengesinin sürdürülebilirliğini de desteklemektedir.

Ürettiğimiz ürünün **tıbbi cihaz** olduğunun bilincindeyiz. Fabrikamızda sistem ve ürün standartları, sosyal standartlara uygunluk, mevzuatın gerektirdiği kayıt işlemleri ve izlenebilirlik süreci büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

Bizim için memnuniyet sadece Türkiye'de ve ihracat yaptığımız 80'den fazla ülkede bulunan müşterilerimizin memnuniyetinden ibaret değildir. İhtiyaç duyan **herkes ürünlerimize ulaşsın; kullanan herkes memnun kalsın istiyoruz.**

Konusunda **Türkiye'nin ilk ihracatçısı** olmanın bize yüklediği, standardı koruma ve hep daha iyisini yapma sorumluluğunun farkındayız.

Geçmiş tecrübe ve hikayemizden aldığımız güçle bugün yaptığımız yatırımlar, yarınlarımız için güven kaynağımız olmaktadır.

Hareketi rahatlatmaya, desteği konforla sunmaya, yenilenmeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Sen de vazgeçmeden **Devam Etmelisin!..**

VARİTEKS
Devam etmelisin!..

1958



VARİS ÇORAPLARI

2-14




Nitgo
series ÖRME ÜRÜNLER

15-18




BOYUN KORSELERİ

19-21




BEL KORSELERİ

22-27



KARIN KORSELERİ

28-30



DİZLİKLER

30-33



KOL ASKILARI

34-36



EL-BİLEK ve PARMAK ATELLERİ

37-39



OMUZLUK ve DİRSEKLİKLER

40-41



AYAK APEREYLERİ ve BİLEKLİKLER

42-45



variteks® Lipo TANITIM SAYFASI

46



Silicopad
series Silikon Ürünler

47-52



**UNI
SIZE** **nexus**
one size Tek Boy & Ayarlanabilir

53-57



Softsport®
series Yeni Nesil Bandaj Serisi

58-59



ORTOPEDİK YASTIK ve MİNDERLER

60-61



DİĞER ÜRÜNLER

62



ÇOCUK ÜRÜNLERİ

63-67

KENDİ TARZINLA **DEVAM ETMELİSİN**



Tüm varis çoraplarımız **ISO 13485** ve **CE** standartlarında, yüksek teknoloji makinalarda üretilmektedir. Tüm ürünlerimizde, medikal çoraplar için üretilmiş dünya pazarındaki yüksek kalite hammaddeler kullanılmaktadır. Çoraplarımız kadın ve erkek kullanımı için dizayn edilmiştir.

Yüksek Basınç

Ccl III

34-46 mm.Hg

- Yüzeysel ve derin etki sağlar.
- Ödemli, belirgin varislerde, post - travmatik sendroma bağlı kronik venöz yetersizlikte, post - travmatik ödemlerde, venöz ülserasyonlar ve staz dermatisi sonrası sekonder varikoziteler ve beyaz atrofide skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.

Orta Basınç

Ccl II

23-32 mm.Hg

- Orta dereceli yüzeysel etki sağlar.
- Ödemli, belirgin varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinde sonra, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.

Hafif Basınç

Ccl I

18-21 mm.Hg

- Hafif dereceli yüzeysel etki sağlar.
- Ödem oluşmamış hafif varislerde, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan hafif varislerde, toplardamar ameliyat sonrasında tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Her türlü seyahatlerde kullanılır.



BEJ, SİYAH VE KOYU GRİ
RENK SEÇENEĞİ



BURNU AÇIK/KAPALI
MODEL SEÇENEĞİ



Mikrofiber Avantajları :

- Yüksek filamentli iplikler ile üretildiğinden çok daha yumuşaktır.
- Vücuda rahat uyum sağlar.
- Cildin daha fazla hava almasını sağlar.
- Bu sayede cilt kuru kalır.
- Terletmez.

Giyme Sateni :

- Açık Burun çoraplarda giymeden önce ayağa geçirilir.
- Çorabın rahatça giyilmesini sağlar.
- Ayak ucundan tutularak çıkartılır.
- Açık burun çoraplarda ürünle birlikte verilir.





Açık Burun

REF 902

Diz Altı Varis Çorabı



REF 901

Diz Üstü Varis Çorabı




REF 963

Külotlu Varis Çorabı




REF 900

Metal Çorap Giyme Aparatı



REF 901 - 963

	1	2	3	4	5	6	7
cG (cm)	44-50	47-55	50-58	53-62	55-65	58-68	62-73
cC (cm)	29-33	31-35	34-38	36-41	38-43	41-45	42-48
cB (cm)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32



REF 902

Giyme Sateni



- Açık burun çoraplarda giymeden önce ayağa geçirilir.
- Çorabın rahatça giyilmesini sağlar.
- Ayak ucundan tutularak çıkartılır.
- Açık burun çoraplarda ürünle birlikte verilir.



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 912

Diz Altı Varis Çorabı



Açık Burun



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 913

Külotlu Varis Çorabı



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 911

Diz Üstü Varis Çorabı



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 917


Hamile Külotlu Varis Çorabı

Giyme Sateni



- Açık burun çoraplarda giymeden önce ayağa geçirilir.
- Çorabın rahatça giyilmesini sağlar.
- Ayak ucundan tutularak çıkartılır.
- Açık burun çoraplarda ürünle birlikte verilir.


	1	2	3	4	5	6	7	
cG (cm)	44-50	47-55	50-58	53-62	55-65	58-68	62-73	cG (cm)
cC (cm)	29-33	31-35	34-38	36-41	38-43	41-45	42-48	cC (cm)
cB (cm)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	cB (cm)



Kapalı Burun

REF 904

Diz Üstü Varis Çorabı



REF 905

Diz Altı Varis Çorabı



REF 903

Külotlu Varis Çorabı



REF 920


Erkek Varis Çorabı



REF 907

Hamile Külotlu Varis Çorabı

	1	2	3	4	5	6	7
cG (cm)	44-50	47-55	50-58	53-62	55-65	58-68	62-73
cC (cm)	29-33	31-35	34-38	36-41	38-43	41-45	42-48
cB (cm)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32



	1	2	3	4
cC (cm)	29-33	32-37	36-40	39-43
cB (cm)	18-20	20-23	23-26	26-29

REF 920

elegance

Transparency



DAHA İNCE ve DAHA ŞIK
TRANSPARAN

SERİSİ

Yeni



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 922

Diz Altı Varis Çorabı



Açık Burun



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 923

Külotlu Varis Çorabı



Petek Silikonlu Lastik

Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 921

Diz Üstü Varis Çorabı

Giyme Sateni



- Açık burun çoraplarda giymeden önce ayağa geçirilir.
- Çorabın rahatça giyilmesini sağlar.
- Ayak ucundan tutularak çıkartılır.
- Açık burun çoraplarda ürünle birlikte verilir.

	1	2	3	4	5	
cG (cm)	44-50	48-55	52-60	56-65	60-69	cG
cC (cm)	29-33	32-37	36-40	39-43	42-47	cC
cB (cm)	18-20	20-23	23-26	26-29	29-33	cB

REF 921 - 923

REF 922



Kapalı Burun



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 924

Diz Üstü Varis Çorabı



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 925

Diz Altı Varis Çorabı



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 926

Külötlü Varis Çorabı

	1	2	3	4	5
cG (cm)	44-50	48-55	52-60	56-65	60-69
cC (cm)	29-33	32-37	36-40	39-43	42-47
cB (cm)	18-20	20-23	23-26	26-29	29-33

REF 924 - 926

REF 925



REF 940

SPORTS SOCKS Kompresyon Çorabı



Kapalı Burun



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.



REF 930

ACTIVE SOCKS Kompresyon Çorabı



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 931

Diz Üstü Varis Çorabı



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 932

Diz Altı Varis Çorabı



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.

REF 933

Külötlü Varis Çorabı



	1	2	3	4	5
cG (cm)	44-50	48-55	52-60	56-65	60-69
cC (cm)	29-33	32-37	36-40	39-43	42-47
cB (cm)	18-20	20-23	23-26	26-29	29-33


	S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
cC (cm)	28-33	33-38	38-43	43-48
cB (cm)	17-20	20-23	23-27	27-32

REF 930 - 940

10

REF 933 - 931

REF 932



Kaymaya karşı silikon noktalı bant



Enine ve boyuna elastikiyet



Ekstra esneklik ve geri dönüş gücü



Anatomik bacak şekli ve ortantılı basınç



Anatomiye uygun gerçek topuk



Çorabın parmak ucundaki renkler beden rengini gösterir.
Yeşil S(1), Sarı M(2), Kırmızı L(3), Mavi XL(4), Gri XXL(5), Turuncu Oversize



**OVER
SIZE**

ÜRETİLEBİLİR

- Kalp ve damar ameliyatlarından sonra, sürekli yatan hastalarda, doğum öncesi ve sonrasında ödem engellemek için kullanılır.

REF 909

Diz Üstü Anti-Embolizm Çorabı

Super Soft

Multiflament

Multiflament Avantajları:

- Multi filamentli iplik sayesinde çok daha yumuşaktır.
- Çoraba ekstra esneklik verdiği için vücuda rahat uyum sağlar.



REF 910

Diz Altı Anti-Embolizm Çorabı



REF 908

Belden Kemerli Anti-Embolizm Çorabı


	S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)	OVER SIZE
cG (cm)	44-50	48-56	53-62	58-67	63-73	70-90
cC (cm)	29-33	32-37	36-41	40-45	44-49	45-51
cB (cm)	18-20	20-23	23-26	26-29	29-33	29-33

Çorabın parmak ucundaki renkler bedeni gösterir
Yeşil S(1), Sarı M(2), Kırmızı L(3), Mavi XL(4), Gri XXL(5), Turuncu Oversize



REF 801

Elastik Ayak Bilekliği




- Ayak bileğinde bulunan bütün ağrılarda, burkulmalarda ve ayak bileğinin desteklenmesi gereken durumlarda kullanılır.



REF 802

Elastik Baldırlık




- Alt baldırdaki adale incinmeleri, lif kopmaları ve damar dolaşım bozuklukları için kullanılır.




REF 803

Elastik Dizlik



- Bütün diz zedelenmelerinde,
- Lif kopmalarında ve çeşitli diz ağrılarında kullanılır.




- Postoperatif ve posttravmatik lenfödem tedavisinde kullanılır.
- Özellikle mastektomi operasyonlarında oluşan ödemlerin tedavisine yardımcı olur.



REF 951

Lenfödem Kolluğu (Kemerli)




cC (cm)	14,5-16	16-17,5	17,5-19	19-20,5	20,5-22,5	22,5-24,5
cC ₁ (cm)	17-18,5	18,5-20	20-22	21,5-24	23,5-26,5	26-29
cE (cm)	24,5-28	26,5-29	28-31	29,5-32,5	31-34	33-37
cG (cm)	26-31	29-34	31-36	33-38	35-41	37-43



REF 952

Lenfödem Kolluğu




cC (cm)	14,5-16	16-17,5	17,5-19	19-20,5	20,5-22,5	22,5-24,5
cC ₁ (cm)	17-18,5	18,5-20	20-22	21,5-24	23,5-26,5	26-29
cE (cm)	24,5-28	26,5-29	28-31	29,5-32,5	31-34	33-37
cG (cm)	26-31	29-34	31-36	33-38	35-41	37-43



REF 953

Lymphedema Glove



cA (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-28
cC (cm)	14,5-16	16-17,5	17,5-19	19-20,5	20,5-22,5	22,5-24,5

ÇÜNKÜ SEN ÇOK ÖZELSİN...

**TÜRKİYE'DE
BİR İLK**

**KİŞİYE ÖZEL
VARİS ÇORABI**



Variteks, 65 yılı aşkın tecrübesi ve son yıllarda artan varis çorabı üretim kapasitesi sayesinde kişiye özel varis çorabı üretebilir duruma gelmiştir.

Kişiye özel varis çorabı üretimi için gerekli olan makine parkının yanı sıra, varis çorabında en önemli hususlardan biri olan **basınç testi** işlemi bünyemizde bulunan kişiye özel varis çorabı basınç testi makinesinde yapılmaktadır.

Nitgo series

HER ŞARTTA
YOLUNA
DEVAM
ETMELİSİN



* Ürün modeline göre değişiklik göstermektedir.




- Kaymaya karşı destek bandı



- Yan bağ desteği sağlayan (her iki yanda) dört yöne esnek çelik yaylar




- Mikrokapsül yöntemi ile ürüne yedirilen Aloe Vera



- Isı nem kontrolü



- Dizi kavrayıp güvende hissettiren silikon patella desteği



- Özel esnekliği ve geri dönüş gücü ile optimum kompresyon


Nitgo

series



REF 458

Örme Dirseklik (Silikon Destekli)



- Dikişsiz yuvarlak örgü sistemiyle üretilmiş özel yapısı ve silikon destekleri sayesinde konfor ve tam destek sağlar.
- Travmalarda, epikondilit iltihaplanmasında, burkulmalarda ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, ayrıca spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.




Silikon pedler



REF 460

Örme Omuzluk




- Omuz çıkıklarında, travmalarda, post-operatif rehabilitasyon sürecinde, sport aktivitelerinde ve bedensel çalışma koşullarında destekleyici ve koruyucu olarak kullanılır.



REF 453

Örme Fleksible Balenli Dizlik




- Eklem iltihaplanmalarında, spor sakatlanmalarında artrit, artoz gibi medial, lateral ve patella desteği gereken her vakada kullanılır.
- Sağda ve solda olmak üzere iki adet spiral yay desteği, yan bağ fonksiyonları yerine getirerek işlevini yapar.





REF 465

Örme El Bilek Ateli



- El incinmesi, burkulma ve alçı sonrası el bileğini istirahate almak için kullanılır. Ameliyat sonrasında el ve bileğin doğal pozisyonunda hareketsiz tutulmasına yardımcı olur.
- Şekil alabilen anatomik atel bileğin doğru pozisyonda sabitlenmesine yardımcı olur.
- **Not:** Balen ürünün uygulandığı elde her zaman bileğin iç kısmına denk gelir.


Nitgo
series

Yeni



REF 462

Örme El Bilekliği




- El bileği problemlerinde ve spor aktivitelerinde koruma ve destek amaçlı kullanılır.
- Özel tasarımı sayesinde sağ veya sol bileğe uygulanabilir.




REF 461

Örme Lumbosakral Korse



- İleri derecede olmayan lumbago, siyatik, bel fıtıkları, bel düzleşmesi ve bel kaymalarında kullanılır.
- Ayrıca beli destekleyerek vücut ağırlığının bel bölgesine olan basıncını azaltır.
- * Korsenin sırt kısmında bulunan dört adet plastik balen ve bu balenlerin iç kısımlarına denk gelen örgü yastık pedleri korsenin beli daha iyi desteklemesini sağlar



YENİ Anatomik Dizayn

Nitgo
series


Silikon patella desteği



Silikon malleol pedler



Anatomik Menteşe



REF 454

Örme Menteşeli Dizlik




Yeni Dizayn

- Patella ve yan bağ travmalarında, tendinitiste, arthritisi, osteoarthritis, arthrose, post-operatif rehabilitasyon döneminde ve stabilizasyon için kullanılır.
- Sağda ve solda olmak üzere toplam iki adet alüminyum bar, hafif stabilizasyon için dize ihtiyacı olan desteği verir.

REF 456

Örme Malleol Destekli Ayak Bilekliği



- Baş zedelenmelerinde, iltihap ve kireçlenmeye bağlı eklem ağrılarında, talus problemlerinde operasyon sonrası destekleyici olarak kullanılır.
- Dikişsiz yuvarlak örgü sistemiyle üretilmiş özel yapısı ve silikon destekleri sayesinde konfor ve tam destek sağlar

Silikon aşil desteği




Silikon topukluk *



Ürünle birlikte verilir

REF 455

Aşil Destekli Örme Ayak Bilekliği




- Acute and chronic inflammation of the achilles tendon.
- Post-traumatic and postoperative inflammation.
- Achillodynia and achilles bursitis.
- * A pair of special silicone heel cushions are given with the product in order to reduce overstretch and to help healing.



REF 201

Çeneksiz Boyun Korsesi




- Boyun kireçlenmelerinde,
- Çeşitli boyun ağrılarında,
- Boyun fıtıklarında doktor tavsiyesi ile kullanılır.
- Boynu flexionda tutar.
- Yükseklik ayarı velkrolar yardımı ile yapılır.



REF 202

Çenelikli Boyun Korsesi




- Boyun kireçlenmesi, kırık, yanık ve fıtık vakalarında doktor tavsiyesi ile kullanılır.
- Boynu extension durumuna getirir.
- Yükseklik ayarı velkrolar yardımı ile yapılır.

**Yeni
Dizayn**
Siyah Renk




REF 203

Süngerli Boyun Korsesi




- Boyun kireçlenmelerinde,
- Boyun ağrılarının hafif vakalarında kullanılır.
- 45 dansite sert süngerden imal edilmiştir.
- Kumaş bölümü yumuşak, cildi kuru bırakma özelliğine sahip **BAMBU** ipliğinden imal edilmiştir

* Ürünün **8 cm** ve **10 cm** olmak üzere **2** farklı yüksekliği bulunmaktadır.



REF 204

Nelson Collar




- Yumuşak doku hasarları,
- Osteo artritte kullanılır.
- Yarı ser destek sağlar.
- Delikleri sayesinde cildin havasız kalmasını engeller.
- 12 mm orjinal plastazottan imal edilmiştir





REF 206

Çenelikli Nelson Boyun Korsesi




- Boyun kireçlenmelerinde, kırıklarında, yanıklarında, fıtıklarında doktor tavsiyesi ile kullanılır.
- Boynu extension durumuna getirir.
- 12 mm orjinal plastazottan imal edilmiştir



REF 207

Soft Nelson Boyun Korsesi




- Yumuşak doku hasarları, osteo artritte kullanılır.
- Yarı sert destek sağlar.
- Üzeri yumuşak, cırt bant yapışabilir.
- Süngerli kumaş ile kaplı olduğundan kullanımda ve ayarlama kolaylık sağlar.
- İçi 12 mm orjinal plastazottan, dışı süngerli kumaştan üretilmiştir.



REF 205

Philadelphia Boyun Korsesi




- Acil hasta nakillerinde,
- Boyun kırıklarında tam stabiliteyi sağlar.
- Yumuşak doku hasarları,
- Osteo artrit, servikal tendonitis ve ameliyat sonrasında doktor tavsiyesi ve kontrolünde kullanılır.
- Ten rengi 12 mm orjinal plastazottan imal edilmiştir.



REF 210

Trokostomisi Açık Philadelphia Boyun Korsesi



- Trokostomi vakalarında ve philadelphia boyun korsesinin kullanıldığı her durumda kullanılır.



REF 208

UNI COLLAR Süngerli Boyun Korsesi

- Boyun kirveçlenmelerinde, yumuşak doku hasarlarında ve hafif boyun problemlerinde kullanılır.
- Optimum güçte ve konforlu olan süngerli kumaştan üretilmiştir.
- Çene altına denk gelen cırt bant sayesinde yükseklik ayarı yapılabilir.
- * Ürün **Standart boydur**. Boyun çevresine göre uygun beden tespit edilir. Boyunluk, belirlenen beden numarasına göre ayarlanmak için tabloda gösterildiği şekilde uygun yerden kesilir. Bu işlem boyunluğun her iki tarafında aynı noktalardan uygulanır. Bu işlem yapılırken erkek cırt bant asla kesilmez.



YOU MUST GO HAYATI KAÇIRMA ON

PLUS SERİSİ
REF 180, 181, 185





REF 185



Sacro-Plus Lumbosakral Korse Soft



REF 181


Sacro-Plus Lumbosakral Korse

- Bel fitiğında, lumbago ve siyatik ağrılarında, lumbar ve sakral bölgeyi destekleyerek tedaviye yardımcı olur.
- Arka destek mekanizması disklere optimum stabilizasyon sağlar ve vertebra anatomisine uygun şekilde korsenin beli sarmasına yardımcı olur.
- Ayrıca beli destekleyerek vücut ağırlığının bel bölgesine olan basıncını azaltır.



Size	Count	Color
S	(1)	Green
M	(2)	Yellow
L	(3)	Red
XL	(4)	Blue

- Ref 181 ve 185 ürünleri için, bel çevresine göre korseyi ayarlama tablosudur.
- Sağ ve sol taraftaki paneller, hastanın bel ölçüsüne göre renkli çizgiler arasında hareket ettirilip ölçü ayarı yapılır.
- Paneller her iki tarafta da aynı bölgede sabitlenmelidir.
- Hastanın kullanım yönüne göre sağ ve sol panel yerleri kendi aralarında değiştirilebilir.







REF 180

Dorse-Plus Dorsolomber Korse

- Omurgadaki fitiklarda ve kaymalarda, omurganın şekil bozukluklarında, skolyoz, kifoz, omurga kırıkları tedavi sürecinde kullanılır.
- * Bel çevresi açısından tek boy ve ayarlanabilir olan korse, **yükseklik** açısından **üç boydur**. Omurga desteğinin uzunluğu hastanın boy uzunluğuna göre değişmektedir.

Özellikler :

- (1a) Esnek çelikten yapılan omurga desteği vücut anatomisine göre şekillendirilebilir. (1b) Dorsal kemerin koltukaltından geçip arkada takıldığı tokanın yeri değiştirilebilir. Bu özellikler korsenin dorsal kısmının sırtta tam oturmasına katkı sağlar.
- (2) Korsenin ana gövdesi güçlü file kumastan yapılmış olup dayanıklı ve nefes aldırıcı yapıya sahiptir.
- (3) Bel için beden ayarlaması korse üzerindeki işaretlemeler yardımıyla ve kullanım talimatına göre kolaylıkla yapılabilir.
- (4) Dorsal kemerlerin uzunluğu ihtiyaca göre kesilip, ucundaki erkek cırt bant aparatı kemere tekrar yapıştırılmak suretiyle kullanılabilir.



Boy (cm)	S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
65-75	●	●	●	●
75-90	●	●	●	●
90-105	●	●	●	●
105-125	●	●	●	●

Bel Bölgesi için Beden Ayarlaması:


- * Beden ayarlaması yan taraftaki tabloya göre yapılır.
- Sağ ve sol paneller hastanın bel ölçüsüne göre renkli beden çizgileri arasında hareket ettirilip ölçü ayarı yapılır.
- Paneller karşılıklı olarak her iki tarafta da aynı bölgede sabitlenmelidir.
- Hastanın kullanım yönüne göre sağ ve sol panel yerleri kendi aralarında değiştirilebilir.
- Vücudun dorsal kısmında kalan çelik omurga desteği üç farklı uzunluktadır. Bel çevresi açısından tek boy ve ayarlanabilir olan korse, yükseklik açısından üç boydur. Her beden için omurga desteğinin uzunluğu değişmektedir.

Konfor Bandı



REF 130

Elastik Dorsolomber Korse




S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)
cm 60-70	70-85	85-100	100-115	115-130



- Omurgadaki fitıklarda ve kaymalarda, omurganın şekil bozukluklarında, skolyoz, kifoz, omurga kırıkları tedavi sürecinde kullanılır.



REF 140

Elastik Dorsolomber Korse (Yükseklik Ayarlı)




S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)
cm 60-70	70-85	85-100	100-115	115-130

- Omurgadaki fitıklarda ve kaymalarda, omurganın şekil bozukluklarında, skolyoz, kifoz, omurga kırıkları tedavi sürecinde kullanılır.
- İki parçalı gövde yapısı sayesinde yüksekliği ayarlanabilir.



REF 162

TX Dorsolomber Korse




S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
60-75	75-90	90-110	110-130

- Omurgadaki fitıklarda ve kaymalarda, omurganın şekil bozukluklarında, skolyoz, kifoz, omurga kırıkları tedavi sürecinde kullanılır.
- Materyal özelliği ile vücudun hareket ettikçe hava almasını sağlar.
- Elastik ipleri ve kemerleri sayesinde tam uyum sağlar.
- * Korse kumaşına **Aloe Vera** mikrokapsülleri işlenmiştir.
- * Sadece **4 beden** elastik ipli sistemi.



REF 135


Elastik Lumbostad Korse (28 cm)



- İleri derecede olmayan lumbago, siyatik, bel fitıkları, bel düzleşmesi ve bel kaymalarında kullanılır.
- Yüksekliği 28 cm'dir.

REF 145

Elastik Light Lumbostad Korse (20 cm)




- İleri derecede olmayan lumbago, siyatik, bel fitıkları, bel düzleşmesi ve bel kaymalarında kullanılır.
- Yüksekliği 20 cm'dir.



REF 131

Elastik Lumbosakral Korse (30 cm)




- Bel fitığında lumbago ve siyatik ağrılarında kullanılır.
- Ayrıca beli destekleyerek vucüt ağırlığının bel bölgesine olan basıncını azaltır.
- Yüksekliği 31 cm'dir.



REF 118

Klavi Kula Bandajı



S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
cm | 65-75 75-85 85-95 95-105 105-120




- Omuz kırıklarında omuzun geriye çekilmesi ve stabil kalması için kullanılır.
- Özel dizaynı sayesinde; duruş bozukluklarının düzeltilmesine ve vücudun dik durmasına yardımcı olur.
- Bel çevresindeki kemeri, yanlış durma pozisyonlarında uyarıcı etki yapar.



REF 138

Kamburluk Korsesi (Posturex)




S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
cm | 60-70 70-85 85-100 100-115 115-130



- Duruş bozukluklarının düzeltilmesi ve vücudun dik durmasına yardımcı olur.
- Bel çevresindeki kemeri, yanlış durma pozisyonlarında uyarıcı etki yapar.




Konfor Bandı



REF 161

TX Lumbosakral Korse



S (1) M (2) L (3) XL (4)
cm | 60-75 75-90 90-110 110-130




- Bel fitiğinde lumbago ve siyatik ağrılarında kullanılır.
- Ayrıca beli destekleyerek vücut ağırlığının bel bölgesine olan basıncını azaltır.
- Elastik ipleri ve kemerleri sayesinde tam uyum sağlar.
- Meteryal özelliği ile vücudun hareket ettikçe hava almasını sağlar, terletmez.
- * Korse kumaşına **Aloe Vera** mikrokapsülleri işlenmiştir.
- * Sadece **4 beden** elastik ipli sistemi.



REF 132

Abdominal Korse (28 cm)



S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
cm | 60-70 70-85 85-100 100-115 115-135


REF 132, 133, 134, 142

- Göbek fitiklarında, doğum sonrasında, batin duvarını desteklemek ve karın bölgesine şekil vermek için kullanılır.
- Korselerin yükseklikleri 20 ve 28 cm olarak değişmektedir.



REF 133

Abdominal Korse (20 cm)




S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
cm | 60-70 70-85 85-100 100-115 115-135



REF 136

Kolostomi Korsesi (20 cm)




S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
cm | 60-70 70-85 85-100 100-115 115-135

- Kolostomi vakalarında ameliyat sonrası fitik riskini azaltmak amacıyla kullanılır.
- Kolostomi torbasını ve aynı zamanda karın bölgesini destekler.



REF 142

Abdolumbar Korse (28 cm)



S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
cm | 60-70 70-85 85-100 100-115 115-135




Kıvrıma Karşı Destek Baleni

- Beli desteklemek ve korsenin kıvrılmasını önlemek amaçlı, korsenin arka kısmında 4 adet plastik balen vardır.



REF 134

Elastik Karın Fıtığı Korsesi (20 cm)



S (1) M (2) L (3) XL (4) XXL (5)
cm | 60-70 70-85 85-100 100-115 115-135




- Korsede, karın fıtığına daha etkili baskı yapılmasını sağlayan poliüretan ped desteği vardır.



REF 137

Göğüs Korsesi




S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)
cm 65-75	75-85	85-95	95-105	105-120

- Göğüs kafesinin açıldığı tüm ameliyatlardan ve göğüs travmalarından sonra kullanılır.



REF 139

Elastik Gebelik Korsesi




S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)
cm 36-38	40-42	44-46	48-50	52-56

- Çift fonksiyonludur.
- 1-Doğum öncesinde düşük yapma ihtimalini azaltır. Bel ağrılarını giderir. Bebeğın ana rahminde rahat durmasını sağlar.
- 2- Doğum sonrasında korse ters çevirilerek kullanılır. Doğum sonrası sarkma ve deformasyonu önler.



REF 601

Tekli Fıtık Bađı



S (1)	M (2)	L (3)
cm 65-80	80-100	100-125

Yastık Pedi




REF 601, 602

- Fıtık vakalarında, ameliyattan önce ve sonra kullanılır.
- Ameliyattan önce fıtığın büyümesini, ameliyattan sonra dikişin patlamasını önler.
- Özel dizayn yastığı sayesinde vücuda rahatsızlık vermez.



REF 602

Çiftli Fıtık Bađı



S (1)	M (2)	L (3)
cm 65-80	80-100	100-125


Yastık Pedleri





REF 112

Yünlü Bel Korsesi



S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)
cm 60-70	70-85	85-100	100-115	115-135

- Bel, karın ve böbreklerin sıcak tutulmasında,
- Adale spazmlarında,
- Romatizma ve siyatik ağrılarında kullanılır.



Hakiki Koyun Yünü Avantajları


- Yün bazı diğer liflere göre incelik, esneklik ve uzunluk açısından avantajlıdır.
- Kendine has yalıtım özelliği sayesinde koyun yününün sıcak tutma ve yalıtkan etkisi üst seviyededir.
- Nem emici özelliği sayesinde nemi düzenler, cildin yanındaki kuru havanın sıcaklığını korur ve böylece doğal termoregülasyonu daha verimli hale getirir.
- Yumuşak cilt teması özelliğiyle dokunma hissi farklıdır.

JUDO®
WOOLLEN PRODUCTS



REF 804

Yünlü Dizlik (Normal Boy)




S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)
cm 28-32	32-36	36-40	40-44	44-49

- Romatizma, ısı ve baskı gerektiren diz problemlerinde kullanılır.



REF 806

Yünlü Dizlik (Uzun Boy)



S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)	XXL (5)
cm 28-32	32-36	36-40	40-44	44-49


- Romatizma, ısı ve baskı gerektiren diz problemlerinde kullanılır.



Dört adet spiral yay

REF 823

Ligament Destekli Dizlik (Fleksible Balenli)




- Sağladığı lateral ve medial bağ desteğinin yanı sıra patella desteğini de sağlar.
- Sağda ve solda ikişer olmak üzere dört adet spiral yay desteği yan bağ fonksiyonlarını yerine getirerek işlevini yapar.
- 4 mm. neoprenden imal edilmiştir.



Dört adet spiral yay

REF 834

Çapraz Bantlı Ligament Dizlik




- Sağladığı lateral, medial ve çapraz bağ desteğinin yanı sıra patella desteğini de sağlar.
- Sağda ve solda ikişer olmak üzere dört adet spiral yay desteği yan bağ fonksiyonlarını yerine getirerek işlevini yapar.
- 4 mm. neoprenden imal edilmiştir.



REF 822

Patella Destekli Dizlik



- Diz kapağı olağan dışı rahatsızlıkları ve diz kapağı tendinitislerinde tam kontrol desteği sağlar.
- İç ve dış yan bağları destekler.
- 4mm. neoprenden imal edilmiştir.



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.




REF 320

Diz İmmobilizeri

- Para-articular diz yaralanmalarında, bağ kopmalarında, osteotomy akut safhasında sabitleyici olarak, patella kırıklarında, geçici immobilizasyonu gerektiren her türlü tedavide kullanılır.
- 10 mm kalınlığında iç yüzeyi pamuk, dış yüzeyi velkro yapışabilir, süngerli kumaştan imal edilmiştir.
- Genişliği ayarlanabilir.
- Bacak uzunluğuna göre 4 boy imal edilmiştir. (40 cm - 50 cm - 60 cm - 70 cm)

REF 860


Genu Rekurvatum Diz Kafesi



- Dizde rekurvasyon durumunda kullanılır.
- Fleksiyona izin verir, fakat hiperekstansiyona gidişi önler.
- Ürün fonksiyonunu yerine getirirken üç nokta basınç prensibini kullanır.

YENİ Anatomik Dizayn


Anatomik Mentşeler



Yeni Dizayn

REF 833

Mentşeli Dizlik



- Patella ve yan bağ travmalarında, tendinitiste, arthrits, osteoarthritis, arthrose, post-operatif rehabilitasyon döneminde ve stabilizasyon için kullanılır.
- 4mm. neoprenden imal edilmiştir.



REF 858

Açı Ayarlı Dizlik (Yükseklik Ayarlı)

- Ürünün eni standarttır diz genişliğine göre ayarlanabilir
Dizlik uzunluğu 50 cm ile 65 cm arasında ayarlanabilir.

REF 858

REF 898

REF 828

- Yanlarında alüminyum barlar ve barlara bağlı anatomik diz eklemine sahiptir.
- Dizin iç ve dış bağ lezyonları, patella ve femurdaki travmalarda, diz eklemının yükünü azaltmak ve diz eklem hareketliliğine destek olunması gereken durumlarda kullanılır.
- Dizin istenilen açıda flexion ve extansiyonunu sağlar.



REF 898


Açı Ayarlı Dizlik

- Standart boy & ayarlanabilir.



REF 828

Neopren Açı Ayarlı Dizlik



- 4 mm. neoprenden imal edilmiştir. İç yüzü pamuk havludur.



REF 302

Pamuklu Kol Askısı



S (1) M (2) L (3)
cm | 36-40 40-45 45-50



Mavi ve beyaz renkleri mevcuttur.



REF 315

Flexi Kol Askısı



S (1) M (2) L (3)
cm | 36-40 40-45 45-50

REF 302 REF 312 REF 315 REF 323

- Kolun askıya alınması gerektiğinde, yumuşak doku zedelenmelerinde, kolun hareketsiz kalması gereken durumlarda kullanılır.
- Sağ ve sol kola uygulanabilir.



REF 312

Neopren Kol Askısı

- 2 mm. Neopren kumaştan imal edilmiştir.



REF 323

Pratik Kol Askısı

- Üzerine cırt bant yapışabilen kumaşı sayesinde kolayca uygulanabilir.



REF 313

Yastıklı Kol Askısı

- Kolun 30° - 45° bir açıda askıya alınması gerektiğinde, yumuşak doku zedelenmelerinde, omuz ve kolun hareketsiz kalması gereken durumlarda kullanılır.
- Sağ ve sol kol ayrımı yoktur.



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.



REF 304

Omuz Tespit Bandajı

- Sargı bezi ile yapılan velponun yerine kullanılır. Humerus kırıklarında ve omuz çıkmasında kolu ve omuzu istenilen pozisyonda sabit tutabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
- Standart ve tek boydur.



REF 859 Dirsek Rom Ortezi


- Dirsek çıkıklarında konservatif tedavi amacıyla.
- Dirsek kontraktüründe rehabilitasyon amacıyla.
- Medial lateral epikondil kırıklarda ortotik tedavi amacıyla.
- Protez sonrası koruma amacıyla.
- Dirsek fraktürlerinde koruma ve rehabilitasyon amacıyla.
- Dirsek ligament yaralanmalarında post-operatif dönemde koruma ve rehabilitasyon amacıyla kullanılır.
- Sağ ve sol el için ayrı üretilmektedir.





REF 305

Baş Parmak Ateli




- Baş parmağı belirli bir pozisyonda hareketsiz olarak istirahate almak için kullanılır.



REF 307


Elastik El Bilek Ateli



- El incinmesi, burkulması ve alçı sonrası el bileğini istirahate almak için kullanılır.
- El ve bileğin natural pozisyonda kalmasını sağlar.
- Sağ ve sol el için ayrı üretilmektedir.

REF 306

Baş parmak Destekli El Bilek Ateli



- Dekuarven ve karpal tüneli rahatsızlıklarında, alçı ve ameliyat sonrası baş parmak ve bileğin istirahate alınması gereken durumlarda kullanılır.
- Anatomik dizayn edilmiş alüminyum destekler ele istenilen pozisyonda stabilizasyon sağlar.
- Sağ ve sol el için ayrı üretilmektedir.

REF 309 REF 319


- Özel dizayn kumaşı sayesinde cildin hava almasını sağlar.
- Elastik ipleri ve kimeri sayesinde bileğe tam uyum sağlayarak destek ve konforu birlikte sunar.

- Üründe "sağ" ve "sol" şeklinde etiketlenmiş iki adet balen kanalı mevcuttur. Metal balen, ürünün uygulanacağı ele göre bu kanallardan birine yerleştirilir.
- Not: Balen ürünün uygulandığı elde her zaman bileğin iç kısmına denk gelir.



REF 309

Flexi El Bilek Ateli




- El burkulması, incinmesi ve ameliyat sonrası gibi el bileğinin hareket etmemesi gereken durumlarda kullanılır.



REF 319

Flexi Baş Parmak Destekli El Bilek Ateli




- Dekuarven ve karpal tüneli rahatsızlıklarında alçı ve ameliyat sonrası baş parmak ve bileğin istirahate alınması gereken durumlarda kullanılır.



REF 165

TX El Bilek Ateli




- El burkulması, incinmesi ve ameliyat sonrası gibi el bileğinin hareket etmemesi gereken durumlarda kullanılır.
- Elastik ipleri ve kemeri sayesinde, bileğe tam uyum sağlar.
- Sağ ve sol el için ayrı üretilmektedir.
- * Korse kumaşına **Aloe Vera** mikrokapsülleri işlenmiştir.
- * Sadece **4 beden** elastik ipli sistemi.



REF 825

El Bilek Ateli



- El burkulması, incinmesi ve ameliyat sonrası gibi el bileğinin hareket etmemesi gereken durumlarda kullanılır.
- 3 mm. neoprenden imal edilmiştir.
- Sağ ve sol el için ayrı üretilmektedir.



REF 350

Hand Rehabilitation Kit

- El ve parmak kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur.
- Özel yumuşak dokusu sayesinde elin anatomisine tam uyum sağlar.
- Tek boy ve sertliktedir.




Yeni

REF 340



Mavi ve siyah renkleri mevcuttur.

Rhizoplus Başparmak Ateli




- Rizartroz başparmak eklem yaralanmaları ve ulnar ligament yırtıklarında kullanılır.
- Post-operasyon süreçte başparmağı sabit tutmak için kullanılır.
- Stabilizasyon fonksiyonu sayesinde harekete bağlı ağrıların azalmasına yardımcı olur.
- Sağ ve sol uygulanabilir.



REF 311

Statik El Bilek Splinti



- Kırıklarda alçı sonrası ve burkulma, incinme, ağrılı durumlarda istirahat amaçlı kullanılır.
- Termoplastik malzemeden üretilmiştir.
- İç yüzeyi havlu kumaş kaplıdır.
- Sağ ve sol el için ayrı üretilmektedir.

REF 331 - 332 - 333 - 334 - 335

Parmak Atelleri

- Eldeki parmak kırıklarından ve incinmelerinden sonra parmağı hareketsiz olarak, istenilen pozisyonda, tutabilmek için kullanılır.
- Tüm ateller 3 boydur: 1 (small) 2 (medium) 3 (large)




RING SPLINT

REF 336

Parmak Ateli

Ring Splint Parmak Ateli



- Eldeki parmak kırıklarından ve incinmelerinden sonra parmağı istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır.
- Özel dizaynı ve malzemesi sayesinde anatomik yapıya uyum sağlar.
- Desteğin yanı sıra konfor ve estetik açıdan ideal bir üründür.
- Uygulanması kolay ve pratiktir.



Silikon Destek



REF 849

REF 829

- Travmalarda, epikondilit iltihaplanmasında, burkulmalarda ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, ayrıca spor aktivitelerinde koruyucu olarak da kullanılır.

REF 849

Silikon Destekli Dirseklik



S (1) M (2) L (3) XL (3)
21-24 24-27 27-30 30-33

- Ürünün iki tarafında yer alan ergonomik silikon destekler gerekli basıncın verilmesine yardımcı olur.



REF 829

Dirseklik



S (1) M (2) L (3) XL (3)
21-24 24-27 27-30 30-33

- 3 mm. Neoprenden imal edilmiştir.

REF 842

Omuzluk



S (1) M (2) L (3) XL (3)
23-27 27-31 31-34 34-37



- Provides warmth and pain relief to the shoulder joint. Used for over-loaded or degenerative shoulders, inflammations. Used during sport activities for support.
- Made from 3 mm. neoprene.



REF 160

TX Epikondilit Bandajı



Silikon Destek



REF 160

REF 760

- Travmalarda, epikondilit iltihaplanmasında, burkulmalarda ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde, ayrıca spor aktivitelerinde koruyucu olarak da kullanılır.
- Özel dizayn kumaşı sayesinde hava almasını sağlar, terletmez.



Silikon Destek



REF 760

Epikondilit Bandajı



Epi-Plus Epikondilit Bandajı

REF 330

Yeni



Endikasyonları:

- Epikondilit iltihaplanmalarında, travmalarında, incinmelerinde ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinde kullanılır.
- Medial ve/veya lateral epikondildeki tendonların yükünü hafifleterek iyileşmeye yardımcı olur.
- Ayrıca spor aktiviteleri sırasında koruyucu olarak da

Özellikleri:

- Üzeri kaplanmış alüminyum malzemeden üretilmiştir. Ergonomik tasarımı sayesinde uygulandığı bölgeye iyi oturur.
- Ürün, kayış tokadan geçirilerek kolayca uygulanır. Bu kayış sayesinde gereken baskı kuvveti ayarlanabilir.
- İç yüzeyindeki havlu kumaş ter emici yapıya sahiptir.
- Optimum sertlikteki silikon ped konforlu destek sağlar.
- Sağ ve sol tarafa uygulanabilir.
- Lateral epikondilit (tenisçi dirseği) ve medial epikondilit (golfçü dirseği) vakaları için kullanılabilir. Hangi problem için kullanılacaksa ürün, silikon destek kısmı o bölgeye baskı yapacak şekilde uygulanır.



REF 814

Ayak Bileği Ateli (Havalı)

- Yumuşak doku zedelenmelerinde, stabil kırıklarda ve post - operatif dönemde kullanılır.
- Bileği saran hava yastığı sayesinde uygulanacak kompresyon istenildiği gibi ayarlanır.
- Havalı ayar sistemi ödem çözülmesini hızlandırır ve ayak konturlarına yakın bir uyum sağlar.



REF 815

Ayak Bilek Ateli (Sünger Pedli)

- Yumuşak doku zedelenmelerinde, stabil kırıklarda ve post- operatif dönemde kullanılır.
- Özel dizayn anatomik pedleri sayesinde ayağın anatomik yapısına yumuşakça uyum sağlar.



REF 816


Ayak Bileği Ateli (Jel Pedli)

- Yumuşak doku zedelenmelerinde, stabil kırıklarda ve post- operatif dönemde kullanılır.
- Özel dizayn anatomik pedleri sayesinde ayağın anatomik yapısına yumuşakça uyum sağlar.



REF 824


Neopren Ayak Bilekliği



- Bilek burkulmalarında, yumuşak doku zedelenmelerinde ve çeşitli bilek ağrılarında kullanılır.
- Elastik velkrolu bandajı bilekte ekstra destek sağlar. 3 mm. neoprenden imal edilmiştir.




Spiral Yaylar



REF 827

Bağcıklı Ayak Bilekliği




- Bileğin kronik oynaklık, dengesizlik olanlarda, lateral ve medial bağ problemlerinde, alçılardan sonra kullanılan mükemmel bir destekleyicidir.
- Anatomik yerleştirilmiş spiral yayları sayesinde bileğe tam bir uyum sağlar.
- Ekstra destek amacıyla "8" şeklinde velkrolu elastik bandaj da ilave edilmiştir. 3 mm. neoprenden imal edilmiştir.

Polietilen Parçalar



REF 844

Destekli Ayak Bilekliği



- Ayak bileğinin iç ve dış bölgesinde, malleoları destekleyecek şekilde dizayn edilmiş polietilen parçalar mevcuttur.
- Ağır ayak bileği burkulmalarının konservatif tedavisinde, post-operatif durumlarda destek amacıyla kullanılır.



REF 474

Silikonlu Plantar Fasiit Desteği

S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
17-20	20-23	23-27	27-32
S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
35-37	37-40	40-43	43-46

Ayak No:

- Plantar fasiit ve topuk dikenli vakalarında kullanılır.
- Çok bölgesel değişken basınç sayesinde, konfor ve etkili kompresyon sağlar.
- Benzer ürünlerden farklı olarak, içinde silikon destek bulunduğu için topuk dikenli vakalarına da yardımcı olur.
- İçine yerleştirilmiş silikon destek sayesinde, ayakkabılı veya ayakkabısız şekilde kolayca kullanılabilir.



REF 475

Silikonlu Ark Desteği

S-M	L-XL
17-23	23-32
S-M	L-XL
35-40	40-46

Ayak No:

- Taban düşüklüğü ve buna bağlı ağrılarda kullanılır.
- Ark bölgesini destekleyerek taban gerilimini azaltır.
- İçer basmayı engellemeye yardımcı olur.



Silikonlu Yastık

REF 476

Silikonlu Bünyon Çorabı

S-M	L-XL
17-23	23-32
S-M	L-XL
35-40	40-46

Ayak No:

- Halluks Valgus vakalarında kullanılır.
- Ayakkabı ile ayak başparmağı arasında bariyer vazifesi görerek sürtünmeyi azaltır.



REF 863

Düşük Ayak Desteği

S (1)	M (2)	L (3)
15-20	20-26	26-33

- Çeşitli vakalara bağlı ayak düşüklüğü problemlerinde kullanılır.
- Özel dizaynı sayesinde ayağın ön kısmının kaldırılmasına yardımcı olur.
- Yumuşak ve özel dansite kumaştan imal edilmiştir.
- Özel aparatı sayesinde ayakkabı ile de kullanılır.



REF 511

Halluks Valgus Splinti

- Halluks Valgus problemlerinde; ayak baş parmağını dışa doğru açık tutmak için ve ameliyat sonrası tedavi sürecinde kullanılır.



REF 510

Halluks Valgus Gece Ateli

- Halluks Valgus problemlerinde; ayak baş parmağını dışa doğru açık tutmak için ve ameliyat sonrası tedavi sürecinde kullanılır



REF 865

Reflex AFO



S (1)	M (2)	L (3)	XL (3)
37-38	39-40	41-42	43-44

- Çeşitli vakalara bağlı ayak düşüklüğü problemlerinde kullanılır.
- Anatomik dizaynı sayesinde her türlü ayakkabı ile rahatça kullanılır.
- Sağ ve sol ayak için ayrı üretilmektedir.



REF 864

İstirahat AFO (Foot guard)



S (1)	M (2)	L (3)
36-38	39-41	42-44

- Ayak bileğinin 90 derece sabit kalmasını sağlar.
- T şeklindeki desteği ile, yatan hastalarda bileğin dönmesini engeller.

REF 501

Metal Tabanlık

- Düz tabanlarda ve uzun süre ayakta çalışanlarda statik bozukluğa bağlı ağırlardan doğan durumlarda kullanılır.
- Ayak numarasının bir alt numarası verilir.
- Boyları 20-44 arasındadır.



GÜZEL GÜNLER İÇİN DEVAM ETMELİSİN



* Liposakşın Kataloğunu
incelemek için
Karekod Okutunuz



Silicopad series

KONFORLU ADIM ATMAYA DEVAM ETMELİSİN

KES ✂
KULLAN

● Silikon kesilerek ayak numarasına ayarlanabilir

Esnemeyi ve dağılmayı önleyici altıgen desenli teknik kumaştan destek yüzey

● Şok emici yumuşak mor dilimler

● Anatomik metatars destek

Optimum
Ark
Destegi

● Masaj yapan dolaşım hızlandırıcı noktalar

- Beyaz Bölge : Orta Sert
- Mor Bölge : Yumuşak
- Gri Bölge : Sert


Silicopad series



- Taban düşüklüğü ve buna bağılı ağırlarda kullanılır.
- Ayağın ön ve topuk kısmındaki ani yüklemelerin azaltılması yardımcı olur.
- Topuk dikenini, planter fasiit ve metatarsalji problemlerinde destek amaçlı kullanılır. Yüksek kalite silikondan imal edilmiştir.
- Kesilebilme özelliğı ile beden ayarlaması imkanı sağlar.
- Petek doku ile desteklenmiş yüzey ürüne güç ve sağlamlık katmaktadır.
- Optimum konumlandırılmış ark desteğı ürünün ayağı tam oturmasını sağlar.
- Şok emici mor diilimler ayağın topuk ve ayak kısmına konfor sağlar ve hava sirkülasyonuna katkı sağlar.
- Ürünün özel desen yüzeyi mikro masaj hissi verir.
- Silikonun biyo uyumluluk testi yapılmış ve onaylanmıştır.


REF 591

Silikon Tabanlık



REF 594

Silikon Epin Topukluk




- Bel, diz ve ayak eklemlerinde darbeleri emer, azaltır.
- Bu durumlara bağılı ağırları azaltır.
- Topuk dikenini vakalarında kullanılır.
- Şok emici yumuşak, mor diilimler.
- Altıgen desenli destek yüzeyi.



REF 593

Silikon 3/4 Tabanlık




- Taban düşüklüğü, topuk ağırlarında, topuk dikenini vakalarında, diz ve bel ile ilgili problemlerde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
- Yüksek kalite silikondan imal edilmiştir.
- Petek doku ile desteklenmiş yüzey ürüne güç ve sağlamlık katmaktadır.
- Optimum konumlandırılmış ark desteğı ürünün ayağı tam oturmasını sağlar.
- Şok emici mor diilimler ayağın topuk ve ayak kısmına konfor sağlar ve hava sirkülasyonuna katkı sağlar.
- Silikonun biyo uyumluluk testi yapılmış ve onaylanmıştır.

Silicopad series



REF 541

Ark Destekli Silikon Tabanlık




- Taban düşüklüğü ve buna bağlı ağrılarda kullanılır.
- Ayağın ön ve topuk kısmındaki ani yüklenmelerin azaltılmasına yardımcı olur.
- Topuk dikenini, planter fasit ve metatarsal problemlerinde destek amaçlı kullanılır.
- Anatomik ark desteği ayağa tam oturmasını sağlar, ve optimum destek verir.



REF 542

Silikon Tam Tabanlık




- Rahat bir ayakkabı tabanına yerleştirilir. Silikon tabanlık, yürüyüş sırasında, spor yaparken ve çalışırken rahatlıkla kullanılabilir.
- Özellikle ayağın ön ve topuk kısmındaki ani yüklenmelerin azaltılmasına yardımcı olur.
- Taban düşüklüğü, parmak ucu deformasyonu ve taban ağrılarında kullanılır.



REF 544

Silikon Epin Tabanlık




- Bel, diz ve ayak bileği eklemlerinde darbeleri emer, azaltır. Bu durumlara bağlı ağrıları giderir.
- Topuk dikenini vakalarında kullanılır.



REF 545

Silikon Parmak Arası Makarası



- Üst üste binmiş parmakların verdiği rahatsızlığı ve deformasyonu önler.
- Halluk Valgus problemlerinde tedaviye yardımcı olmak için kullanılır.

Silicopad series



REF 546

Silikon Parmak Seperatörü



S-M 35-40 L-XL 41-46

- Halluks Valgus problemlerinde tırnak batması, bu rahatsızlıkların operasyonlarından sonra ve tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.



REF 548

Silikon Parmak Koruyucu



S-M 35-40 L-XL 41-46

- Ayak parmakları ile ilgili her türlü problemlerde, diyabet hastalarında koruyucu ve rahatlatıcı olarak kullanılır.



REF 547

Silikon Parmak Halkası



S (1) 35-38 M (2) 38-42 L (3) 42-46

- Ayak parmakları ile ilgili her türlü problemlerde, diyabet hastalarında koruyucu ve rahatlatıcı olarak kullanılır.



Standart Boy
UNI
SIZE
Standart Boy

REF 549

Silikon Ayak Önü Koruyucusu

- Uzun süre ayakta kalanlarda ve özellikle yüksek topuklu ayakkabı giyen hanımlarda koruyucu, darbe emici ve rahatlatıcı olarak kullanılır.

Silicopad series



REF 550

Silikon Bünyon Korucu

- Ayakkabıdan kaynaklanan basıncı azaltarak sürtünmeyi engeller.
- Halluks Valgus vakalarında kullanılır.



REF 553

Silikon Çekiç Parmak Desteği (Sağ & Sol)

- Ayak parmaklarını korur ve kıvrılmalarını engeller.
- Çekiç parmak rahatsızlığının tedavisinde ve ağrıların azalmasında yardımcı olur.
- Sağ ve sol modeli vardır.



REF 551

Silikon Halkalı Metatarsal Ped

- Metatarsal bölgede destekleyici ve koruyucu olarak kullanılır.
- Bu bölgedeki ağrıları azaltır.
- Sertleşmiş bölgelerin büyümesini önler.



REF 560

Silikon El Rehabilitasyon Topu

- Rehabilitasyon amacı ile kullanılır.
- Sertlik derecesine göre üç çeşittir.
- **Kırmızı** - sert,
- **Mavi** - orta,
- **Yeşil** - hafif sertliktedir.



Silicopad series



REF 564

Silikonlu Metatars Desteđi



S-M L-XL
35-40 41-46

- Metatarsal bölgede destekleyici ve koruyucu olarak kullanılır. Bu bölgedeki ağrıları azaltır.
- Sertleşmiş bölgelerin büyümesini önler.
- Evde ve dışarda kolay kullanım özelliđi vardır.



REF 565

Silikonlu Bünyon Koruyucu



S-M L-XL
35-40 41-46

- Ayakkabıdan kaynaklanan basıncı azaltarak sürtünmeyi engeller.
- Halluks Valgus vakalarında kullanılır.
- Evde ve dışarda kolay kullanım özelliđi vardır.



REF 577

Protez Göğüs Sütyeni

- Beden ölçüsüne göre kullanılır. 15 boy (60-130)
- Her iki tarafta bulunan cepleri sayesinde protez kolayca uygulanır.



REF 570

Silikon Protez Göğüs (Oval - Simetrik)

15 Boy (60-130)

beden ölçüsüne göre uygulanır.

- Simetrik yapısı sayesinde her iki tarafa da uygulanabilir.
- Mastektomi operasyonlarından sonra kullanılır.
- Özel dizayn kılıfı ve taşıma çantası ile birlikte verilir.

nexus®
one size

Tek Boy & Ayarlanabilir
**UNI
SIZE**
Tek Boy & Ayarlanabilir

HAYATTAN
KEYİF
ALMAYA
DEVAM
ETMELİSİN

nexus one size ürünleri tek boydur. Kumaş yapısı ve dizaynı sayesinde vücut üzerinde basınç ayarı yapılabilir.

nexus one size ürünleri neoprenden yapılmıştır. Çekilmiş kaslar ve sinirlerin gerilmesinden oluşmuş hasarların tedavi edilmesinde ve bu hasarların meydana gelmesini önlemede yardımcı olur.

OPTİMUM KOMPRESYON: Neopren, zarar görmüş dokulara baskı ve kompresyon desteği sağlar. Diğer elastik kumaşlara nazaran neopren bütün açılardan dokulara destek sağlarken fazla bir kasılma olmasını önler.

ISI KORUMA: Neopren, vücut ısısını etkilenmiş bölgede tutarak yüksek kan dolaşımını sağlayan ve hızlı iyileşmeye yardımcı olan üst düzey bir yalıtıcıdır.

KONFOR: Nexus ürünleri vücuda rahat uyması için özel dizayn edilmiştir.

nexus
one size



REF 881

El Bilek Bandajı

- Basit bilek problemlerinde ağrıların azalmasına yardımcı olur.



REF 882

El Bilekliği

- Zayıf ve gerilmiş bileklere konforlu bir destek sağlamak için kullanılır.



Cocuk boyu mevcuttur.



Silikon Destek



REF 883

Epikondilit Bandajı

- Epikondilit iltihaplanmasında, burkulmasında, spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



Sağ ve Sol Tarafa Uygulanabilir.
Left Right
Sağ ve Sol Tarafa Uygulanabilir.



REF 879

El Bilek Ateli

- El burkulması, incinmesi ve ameliyat sonrası gibi el bileğinin hareket etmemesi gereken durumlarda kullanılır.
- Sağ ve sol bileğe uygulanabilir.
- Kumaşın cilde temas eden iç yüzeyi, ter emici özelliği olan 'Bambu'dur.

nexus
one size



REF 880

Baş Parmak Ateli

- Baş Parmacağı belirli bir pozisyonda hareketsiz olarak istirahate almak için kullanılır.



REF 884

Dizlik

- Isı ve kompresyon gereken basit diz problemlerinde ve spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



REF 886

Patella Bandı

- Özellikle spor aktivitelerinde koruyucu ve destekleyici olarak kullanılır.



REF 885

Patella Destekli Dizlik

- Diz kapağı rahatsızlıklarında, iç ve dış bağları desteklemede kullanılır.



nexus
one size



- Spiral yaylar dizliğin her iki yanında bulunan üçlü kanallara, dizin beden büyüklüğü göz önünde bulundurularak anatomik yapıya en uygun desteği verecek şekilde yerleştirilir.
- İnce dizlerde öndeki iki kanal, kalın dizlerde arkadaki iki kanal kullanılır.

REF 893

Fleksible Balenli Dizlik


- Eklem iltihaplanmalarında, spor sakatlanmalarında, çapraz bağ yaralanmalarında ve medial-lateral patella desteği gereken vakalarda kullanılır.



YENİ Anatomik Dizayn



Anatomik Mentşeler



REF 894

Mentşeli Dizlik

- Patella ve yan bağ travmalarında, tendinitis, arthriti, osteoartritiste, arthrose, pos-operatif rehabilitasyon döneminde ve stabilizasyon için kullanılır.
- Sağda ve solda olmak üzere toplam iki adet alüminyum bar, hafif stabilizasyon için dize ihtiyacı olan desteği verir.



REF 887

Ayak Bilekliği

- Burkulmalarda, ayak bileğine ısı ve kompresyon desteği gereken durumlarda ve koruyucu olarak kullanılır.



REF 897

Fleksible Balenli Ayak Bilekliği

- Burkulmalarda, ayak bileğine ısı ve kompresyon desteği gereken durumlarda ve koruyucu olarak kullanılır.
- İki yandaki spiral yaylar ekstra destek sağlar.

nexus
one size



REF 892

Alt Baldırlık

- Alt baldırdaki lif kopmalarında ve zedelenmelerinde, spazmlarda, fizik tedavi süresinde ve çeşitli spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



REF 888

Üst Baldırlık

- Lif kopma ve zedelenmelerinde, spazmlarda, tedaviden sonra da tüm aktivitelerde koruyucu olarak kullanılır.



REF 889

Elastik Bel Desteği

- Spor aktivitelerinde bel ve karın kaslarını koruyucu olarak kullanılır.



REF 890

Pratik Bel Desteği

- Günlük hayatta yaşanan hafif bel ağrıları için bel kaslarını ve omurgayı destekleyici olarak kullanılır.
- Spor aktivitelerinde bel kaslarını koruyucu olarak kullanılır.
- Özel dizayn pedi sayesinde masaj etkisi yapar ve rahatlama hissi verir.
- Ekstra kemeri sayesinde basınç ayarı yapılabilir.

HAYATA KONFORLA DEVAM ETMELİSİN



- Hava Aldıran İnce Örgü
- Yumuşak Konfor Bölgesi
- Kıyafet ve Ayakkabıyla Kolayca Giyilebilir
- Kalıcı Optimum Kompresyon
- DİKİŞSİZ ÖRGÜ SİSTEMİ Rahatlık Katar



yeni nesil bandaj

Softsport®
series

yeni nesil bandaj
Softsport®
series



REF 721

Dirseklik



S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
cm 21-24	24-27	27-30	30-33

- Bağ ve eklemlerde destekleyici olarak kullanılır.



REF 722

Baş Parmaklı Bileklik



S (1)	M (2)	L (3)
cm 13-16	16-19	19-23

- Bilek problemlerinde destekleyici olarak kullanılır.



REF 723

Baldırlık



S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
cm 32-36	36-40	40-44	44-48

- Adele incinmelerinde ve lif kopmalarında destekleyici olarak kullanılır.



REF 724

Ayak Bilekliği




S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
cm 15-19	19-23	23-28	28-33

- Bilek incinmelerinde ve burkulmalarında destekleyici olarak kullanılır.



REF 725

Dizlik



S (1)	M (2)	L (3)	XL (4)
cm 30-34	34-38	38-43	43-48

- Diz burkulmalarında ve yumuşak doku zedelenmelerinde destek amaçlı kullanılır.





REF 651 Visko

Ortopedik Boyun Yastığı

- Orta Boy (M) - 51 x 37 x 11 - 8 cm
- Büyük Boy (L) - 60 x 40 x 11 - 8 cm



REF 652 Visko

Ortopedik Boyun Yastığı - Klasik

- Klasik - 55 x 40 x 10 cm



REF 657 Visko

Bel Yastığı (Ayarlanabilir Kemerli)

- Klasik - 37 x 33 x 11 cm



REF 658 Visko

Anatomik Bel Yastığı

- Klasik - 49 x 35 cm





REF 656 Visko

Seyahat Yastığı

- Klasik - 28 x 26 cm



REF 663 Visko

Coccyx Oturma Minderi

- Klasik - 38 x 44 cm



- BBL ameliyatlarından sonra kullanılır.



REF 664 Visko

Post-BBL Minderi

Ortopedik Yastıklarımız İle İlgili Notlar:

- Ortopedik yastıklarımız Visko ve Poliüretan olarak iki grubu da üretilmektedir.
- Boyun yastıkları REF 656, REF 663 ve REF 662 sadece VİSKO malzemeden üretilmiştir. Diğer yastıklar Visko ve Poliüretan olarak iki çeşitte üretilmektedir.
- Yastıkların iç dolgusu; grubuna göre %100 Visko veya Poliüretandır.
- Yastıkların iç kılıfı özel dizaynı sayesinde yıkanabilir. Yastıkların dış kılıfı %100 Bambu iplikten üretilmiştir.



Bambu Kumaşın Avantajları:


- Pamuktan 3-4 kat daha fazla hava geçirgenliği olmasından dolayı cildi her zaman kuru bırakır, Terletmez,
- Ekstra yumuşaklık hissi verir.
- Doğal olarak antibakteriyel ve Antialerjiktir.



REF 662 Visko

Tekerlekli Sandalye Minderi

- Klasik - 44,5 x 42,5 x 7 cm



REF 659 Visko **Polyurethane** **REF 679**

Oturma Simidi 'D' Form



REF 701

Suspansuvar



- Testislerin sarkmasını önler ve desteklenmesini sağlar.
- Testislerin yaralanmasında, varisinde ve iltihaplanmasında ayrıca tüm spor aktivitelerinde destekleyici olarak kullanılır.



REF 406, REF 408, REF 410, REF 412, REF 415

Elastik Bandajlar

- Kol, ayak bileği ve diğer uzuvların tespiti için kullanılır.
- Ref 406** Elastik Bandaj 6cm x 2m
Ref 408 Elastik Bandaj 8cm x 2m
Ref 410 Elastik Bandaj 10cm x 2m
Ref 412 Elastik Bandaj 12cm x 2m
Ref 415 Elastik Bandaj 15cm x 2m



REF 260

Burun Koruyucu Maske

- Rinoplasti operasyonlarından sonra koruma amaçlı kullanılır.
- Kask kullanılmayan sporlarda darbelere karşı koruma amaçlıdır.



REF 203

Süngerli Boyun Korsesi

- Hafif boyun vakalarında kullanılır.
- Kumaş bölümü yumuşak cildi kuru bırakma özelliğine sahip **BAMBU** bitkisinden imal edilmiştir.
- 45 dansite sert süngerden imal edilmiştir.



REF 204

Nelson Boyun Korsesi

- Yumuşak doku hasarları. Osteo artritte kullanılır.
- Yarı sert destek sağlar.
- Delikleri sayesinde cildin havasız kalmasını engeller.
- 12 mm orjinal plastazottan imal edilmiştir.



REF 205

Philadelphia Boyun Korsesi

- Acil hasta naklinde.
- Boyun kırıklarında tam stabiliteyi sağlar.
- Yumuşak doku hasarları.
- Osteo artrit, servikal tendonit ve ameliyat sonrasında doktor tavsiyesi ve kontrolünde kullanılır.
- 12 mm orjinal plastazottan imal edilmiştir.



REF 206

Çenelikli Nelson Boyun Korsesi

- Boyun kırıklarında ve yanıklarında doktor tavsiyesi ile kullanılır.
- Boynu extension durumuna getirir.
- 12 mm orjinal plastazottan imal edilmiştir.





REF 138

Kamburluk Korsesi (Posturex)

- Duruş bozukluklarının düzeltilmesi ve vücudun dik durmasına yardımcı olur.
- Bel çevresindeki kemer yanlış durma pozisyonlarında uyarıcı etki yapar.



REF 130

Elastik Dorsolomber Korse

- Omurgadaki kaymalarda, omurganın şekil bozukluklarında, skolyoz kifoza,
- Omurga kırıkları ve bunların nekahat devrelerinde kullanılır.



Bej ve siyah renkleri mevcuttur.



REF 304

Omuz Tespit Bandajı (Velpau)


- Sarğı bezi ile yapılan velponun yerine kullanılır.
- Humerus kırıklarında ve omuz çıkmasında kolu ve omuzu istenilen pozisyonda tutabilecek şekilde dizayn edilmiştir.



REF 118

Klavi Kula Bandajı

- Omuz kırıklarında omuzun geriye çekilmesi stabil kalması için kullanılır.
- Özel dizaynı sayesinde; duruş bozukluklarının düzeltilmesine ve vücudun dik durmasına yardımcı olur.
- Bel çevresindeki kemer yanlış durma pozisyonlarında uyarıcı etki yapar.



REF 859

Dirsek Rom Ortezi

- Dirsek çıkıklarında konservatif tedavi amacıyla.
- Dirsek kontraktüründe rehabilitasyon amacıyla.
- Medial lateral epikondil kırıklarda ortotik tedavi amacıyla.
- Protez sonrası koruma amacıyla.
- Dirsek fraktürlerinde koruma ve rehabilitasyon amacıyla.
- Dirsek ligament yaralanmalarında post-operatif dönemde koruma ve rehabilitasyon amacıyla kullanılır.
- Sağ ve sol el için ayrı üretilmektedir.



REF 882

El Bilekliği

- Zayıf ve gerilmiş bileklere konforlu bir destek sağlamak için kullanılır.



REF 302

Kol Askısı

- Kolun askıya alınması gerektiğinde, yumuşak doku zedelenmelerinde, kolun hareketsiz kalması gereken durumlarda kullanılır.
- Sağ ve sol kola uygulanabilir.



REF 825

El Bilek Ateli

- El burkulması, incinmesi ve ameliyat sonrası gibi el bileğinin hareket etmemesi gereken durumlarda kullanılır.
- Sağ ve sol kol ayrımı vardır.





REF 894

Menteşeli Dizlik

- Patella ve yan bağ travmalarında, tendinitiste, arthritiste, osteoartrististe, arthrose, post-operatif rehabilitasyon döneminde ve stabilizasyon için kullanılır.



REF 893

Fleksible Balenli Dizlik

- Eklem iltihaplanmalarında, spor sakatlanmalarında, çapraz bağ yaralanmaları, medial-lateral ve patella desteği gereken vakalarda kullanılır.




New



REF 897

Fleksible Balenli Ayak Bilekliği

- Burkulmalarda, ayak bileğine ısı ve kompresyon desteği gereken durumlarda koruyucu olarak kullanılır.
- İki yandaki spiral yaylar ekstra destek sağlar.



REF 887

Ayak Bilekliği

- Burkulmalarda, ayak bileğine ısı ve kompresyon desteği gereken durumlarda koruyucu olarak kullanılır.



REF 885

Patella Destekli Dizlik


- Diz kapağı rahatsızlıklarında, iç ve dış bağları desteklemede kullanılır.





REF 188

Kalça Abdüksiyon Ortezi



- Kalça çıkığı tedavisinde kullanılır.
- 12 mm plastazottan imal edilmiştir.



REF 320


Diz İmmobilizeri

- Para-articular diz yaralanmalarında, Bağ kopmalarında, osteotomy akut safhasında sabitleyici olarak, patella kırıklarında, geçici immobilizasyonu gerektiren her türlü tedavide kullanılır.
- İç yüzeyi pamuk, dış yüzeyi velcro yapışabilir naylon, süngerli kumaştan imal edilmiştir. Genişliği ayarlanabilir.
- Bacak uzunluğuna göre 4 boy imal edilmiştir. (20 cm - 25 cm - 30 cm - 35 cm)



REF 119

Pavlik Bandajı



- Kalça çıkığı tedavisinde kullanılır.
- Bebeğin dizlerini birbirinden ayırarak karnına doğru çekilmesini sağlar.
- Tokaları sayesinde istenildiği gibi ayar yapılabilir.



REF 603

Çocuk Fıtık Bağı

- 5 yaşına kadar çocuklardaki fıtık vakalarında kullanılır.
- Sağ ve sol modeli vardır.




REF 604

Çocuk Göbek Bağı

- Bebeklerde ve küçük çocuklarda göbek fıtıklarında kullanılır.






Yıl 1978

STANDARD KORSTEX

Ürünleri Türkiye'den ihraç edilen ilk ortopedik ve sıhhi mamüller olma başarısını göstermiştir.



VARİTEKS ORTOPEDİ SANAYİ A.Ş.
&
VARİTEKS MEDİKAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Firmalarımız için alınmış ve yenilenen
ISO 13485 belgelerimiz.

Tüm ürünlerimiz için deklasyonumuzdur. CE



FDA Reg. nr. : 3009303371

VARİS ÇORAPLARI

YÜKSEK BASINÇLI (Açık Burun)

34-46 mm.Hg
Class III



902



901



963

ORTA BASINÇLI (Açık Burun)

23-32 mm.Hg
Class II



912



911



913



917



921



922



923



ORTA BASINÇLI (Kapalı Burun)

23-32 mm.Hg
Class II



904



905



903




907



924



925



926



920

HAFİF BASINÇLI (Kapalı Burun)

18-21 mm.Hg
Class I



940



930



931



932



933



900



ANTI EMBOLİZM

18-21 mm.Hg
Class I



909



908



910



803



802



801



951



952



953



BOYUN KORSELERİ



201



202



203



204



206



207



205



210



208



BEL KORSELERİ



180



162



130



140



Nilgo 461



181



185



161



131



135



145



118




138



KARIN KORSELERİ



132



133



136



142



134



112



139



137



601



602



DİZLİKLER



Nilgo 453



Nilgo 454



823



834



833



822



320



860



804



806



858



898



828



305



306



307



309



319



165



825



336



350



331-332-333-334-335



330



340



311



OMUZLUKLAR VE DİRSEKLİKLER



Nilgo 460



Nilgo 458



849



829



160



760



330



330



340



311



AYAK APEREYLERİ VE BİLEKLİKLER



849



829



160



760



330



330




330



330



Liposakın katalogumuz için lütfen karekod okutunuz.





varitek[®]

DEVAM

ETMELİSİN



nexus[®]
one size

Nitgo
series

Softsport[®]
series

Silicopad
series

JUDO[®]



www.variteks.com      /variteks

Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.
Ferhatpaşa Sb Mah. Menekşe Sk.
Variteks Blok No:3 İç Kapı No:Z1
Çatalca 34540 / İstanbul TÜRKİYE
T: +90 212 544 30 50 (pbx) F: +90 212 544 90 20



Variteks Yurtiçi Ana Satış
Variteks Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. Çatalca Yolu Cad.
No: 27/3 İç Kapı No: Z1
Çatalca 34540 / İstanbul TÜRKİYE
T: +90 212 544 19 58 (pbx) F: +90 212 544 90 20